

SAUTER TVQ-A01

KERN

Soporte para instrumentos de medición de fuerza en el banco de pruebas SAUTER TVQ



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Soporte

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	230×140×118 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	230×140×118 mm
Material	metal, lacado
Material de carcasa	metal, lacado

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×118 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,12 kg
Peso volumétrico del envío	0,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761499621
Número de mercancía	90249000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida