

# SAUTER TVS 5000N240

**KERN**

Bancada de ensaio Premium com motor passo a passo para testar com precisão até 5 kN



Velocidade de movimento variação	1%
Coluna(s) de condução distância	215 mm
Coluna(s) de condução comprimento	113,5 cm
Curso [Max]	210 mm

## Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	220 V/50Hz 1,5A

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	520×335×1635 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	80 kg
Peso bruto aprox.	95 kg
Peso de envio	94 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Banco de ensaio motorizado
Família de produto	TVS

## Sistema de medição

Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
------------------------	---------------------------------

## Ecrã

Tipo de exposição	LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm
Ecrã altura de dígitos	14 mm

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	250×400×1550 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	400×250×1550 mm
Material da caixa	metal, lacado
Material caixa do ecrã	metal, lacado
Tipo de tracção	Motor passo a passo
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12 4 × furo roscado M6
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 1 × M12, 4 × M6
Força produzida [Max]	5 kN
Velocidade de movimento [Min]	1 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	240 mm/min

# SAUTER TVS 5000N240



Bancada de ensaio Premium com motor passo a passo para testar com precisão até 5 kN

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

