

KERN YBA-A14

Copertina rigida di protezione

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Copertina rigida di protezione

Design

Materiale	A PET
-----------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	270×320×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,9 kg

Pittogrammi