

Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$



Pictogrammes

STANDARD



Date de création : 20.10.2026

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité

Forme de construction

Matériau	inox
----------	------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×245×135 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,85 kg
Poids d'expédition	2,6 kg
Poids volumétrique de l'envoi	2,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761504448
Numéro de marchandise	90160090
Durée de garantie	24 mon
Classification REACH	pas de substances interdites