

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità $\leq/\geq 1$



Pittogrammi

STANDARD



Data di creazione: 20.10.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set per la determinazione della densità

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	390×245×135 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	2,6 kg
Peso volumetrico della spedizione	2,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761504448
Numero merceologico	90160090
Periodo di garanzia	24 mon

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita
-----------------------	---------------------------