

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid $\leq/\geq 1$



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.10.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Set voor de dichtheidsbepaling

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
-----------	-----------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×245×135 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	2,6 kg
Verzenvolume (gewicht)	2,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761504448
Goederencode	90160090
Garantietermijn	24 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen