

KERN YDB-02

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Set zur Dichtebestimmung
Produktfamilie	YDB

Bauform

Material	Edelstahl
----------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×445×185 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	4,9 kg
Volumengewicht	4,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761504455
Warennummer (Zolltarifnummer)	90160090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration