

KERN YDB-02

KERN

Set para la determinación de la densidad de líquidos y materiales sólidos con una densidad $\leq/\geq 1$



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Conjunto para determinación de la densidad
Familia de productos	YDB

Diseño

Material	acero inoxidable
----------	------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×445×185 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envío	4,9 kg
Peso volumétrico del envío	4,9 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1504455
Número de mercancía	90160090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida