

KERN YDB-02

KERN

Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité
Famille de produits	YDB

Forme de construction

Matériau	inox
----------	------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×445×185 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	4,9 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761504455
Numéro de marchandise	90160090
Classification REACH	pas de substances interdites