

KERN YDB-02

KERN

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità $\leq/\geq 1$



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set per la determinazione della densità
Famiglia di prodotti	YDB

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×445×185 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	4,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761504455
Numero merceologico	90160090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita