

KERN YDB-02

KERN

Set voor dichtheidsbepalingen van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid $\leq/\geq 1$



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Set voor de dichtheidsbepaling
Productfamilie	YDB

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
-----------	-----------

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	300×445×185 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	4,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761504455
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen