

KERN YDB-02

KERN

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas com densidade $\leq/\geq 1$



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Set para determinação de densidade
Família de produto	YDB

Desenho

Material	aço inox
----------	----------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	300×445×185 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	4,9 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761504455
Número de mercadoria	90160090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas