

KERN YDB-03

Universal-Dichteset

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Set zur Dichtebestimmung
Produktfamilie	YDB

Bauform

Material	Edelstahl
----------	-----------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×245×210 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	4 kg
Volumengewicht	4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761504462
Warennummer (Zolltarifnummer)	90160090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration