

# KERN YDB-03

Kit de densité universel

# KERN



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité
Famille de produits	YDB

### Forme de construction

Matériau	inox
----------	------

### Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×245×210 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	4 kg
Poids volumétrique de l'envoi	4 kg

### Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761504462
Numéro de marchandise	90160090
Classification REACH	pas de substances interdites