

KERN YDB-03

Kit universale per la determinazione di densità

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set per la determinazione della densità
Famiglia di prodotti	YDB

Design

Materiale	acciaio inossidabile
-----------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	390×245×210 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	4 kg
Peso volumetrico della spedizione	4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761504462
Numero merceologico	90160090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita