

# KERN YDB-03

Universele afdichtingsset

# KERN



## Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Set voor de dichtheidsbepaling
Productfamilie	YDB

## Ontwerp

Materiaal	edelstaal
-----------	-----------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×245×210 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	4 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761504462
Goederencode	90160090
REACH classificatie	geen verboden stoffen