

KERN YDB-03

Set universal para determinação de densidade

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Set para determinação de densidade
Família de produto	YDB

Desenho

Material	aço inox
----------	----------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×245×210 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	4 kg
Peso volumétrico da entrega	4 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1504462
Número de mercadoria	90160090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas