

KERN YDB-04

KERN

Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Set zur Dichtebestimmung

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	68×3×139 mm
Material	Edelstahl

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	135×200×30 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1230293
Warennummer (Zolltarifnummer)	90160090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration