

KERN YDB-04

KERN

Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Design

Dimensioni (L×P×A)	68×3×139 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×200×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

