

KERN YKX-A01

Clavier USB pour balances KERN avec interface hôte USB



Date de création : 30.06.2026

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Clavier USB
Famille de produits	YKX

Forme de construction

Matériau	plastiques
----------	------------

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	470×160×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,55 kg
Poids d'expédition	0,6 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761493025
Numéro de marchandise	90160090
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

