

Brochure produit

08.08.2026

KERN YTB-02S05

Sac à dos pour utilisation mobile, 2 sangles et poignées rembourrées pour une manipulation sûre et pratique, grand compartiment supplémentaire à fermeture éclair pour ranger des objets

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Pour le modèle KERN MBD
- Contenu de la livraison : 5 pièces

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Les modèles sont livrés en lot de 5 pièces. Cela signifie que le prix indiqué concerne une quantité de 5 pièces

PICTOGRAMMES

De série



Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour