

# KERN YDB-01

**KERN**

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas com densidade  $\leq/\geq = 1$



## Categoria

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Marca                | KERN     |
| Categoria de produto | Balanças |

## Desenho

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aço inox |
|----------|----------|

## Condições ambientais

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C  |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 195×240×150 mm        |
| Peso líquido                   | 0,29 kg               |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,30 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 0,65 kg               |
| Peso de envio                  | 1,4 kg                |

## Pictogramas

STANDARD

