

# KERN YDB-02

**KERN**

Kit para cálculo densimétrico de líquidos e substâncias sólidas com densidade  $\leq/\geq = 1$



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças

## Desenho

Material	Aço inox
----------	----------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	300×445×185 mm
Peso líquido	1,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	4,9 kg

## Pictogramas

STANDARD

