

# KERN YDB-03

**KERN**

Set universal para determinação de densidade



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças

## Desenho

Material	Aço inox
----------	----------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×245×210 mm
Peso líquido	0,646 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	4 kg

## Pictogramas

STANDARD

