

KERN 313-080-600

KERN

E1 - M1 Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte 1 mg - 5 kg



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 5 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Material	Aluminium

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×280×235 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	6,4 kg

Piktogramme

STANDARD

