

KERN 362-97

KERN

Gewichtssatz, M3, 1 g - 2 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (≥ 100 g), Knopfform (≤ 50 g, ≥ 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	362

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Holzblock
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×120×60 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,3 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-620
--------------------------------------	---------