


KERN EOC-A05



Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm,
nachrüstbar



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

Bauform

Stativ Höhe	330 mm
-------------	--------

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

Energieversorgung

Akku optional	Akku optional - intern
---------------	------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (max)	60 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	487×210×115 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	2,4 kg