

KERN IXS-A02



Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 200 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativ Höhe	200 mm

Zählen

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

Funktionen

Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	220×200×145 mm
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketsdienst
Versandgewicht	1,3 kg

Piktogramme

STANDARD

