

# KERN IXS-A03

Stativhöhe ca. 400 mm



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativ Höhe	400 mm

## Zählen

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

## Funktionen

Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	415×195×145 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	2,3 kg

## Piktogramme

### STANDARD

