

# KERN IXS-A04



Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativ Höhe	600 mm

## Zählen

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

## Funktionen

Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	140×730×170 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	3,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD

