

# KERN MPI 200K-1S05

# KERN

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Material Wägeplatte

Kunststoff

## Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	15 sec
Tarierfunktion	keine

## Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	4×1,5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	20 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×420×415 mm
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Personenwaagen

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]	100 g
Wägebereich [Max]	200 kg
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,5 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,5 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	2.000
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Empfohlenes Justiergewicht	200 kg (M1)

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Ziffernhöhe	30 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	430×370×50 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	430×370 mm
Abmessungen Wägefläche	430×370 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff