

# KERN MWA-A01

Handlauf 1050 mm

**KERN**<sup>®</sup>



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

## Bauform

Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	1000×560×30 mm
Abmessungen (BxTxH)	560×40×1013 mm
Stativ Höhe	1050 mm
Stativ drehbar	✓
Stativ neigbar	✓

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	600×1100×25 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	4,4 kg

## Piktogramme