

# KERN PCD-A03



Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

## Bauform

Abmessungen (BxTxH)	195×195×250 mm
Stativ Höhe	250 mm
Stativ neigbar	✓
Material	A PET

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	220×220×210 mm
Nettogewicht	0,50 kg
Bruttogewicht (Marketing)	1,6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	2 kg

## Piktogramme

STANDARD

