

KERN SFB-A01

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen
Produktgruppe	Stative

Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativ Höhe	600 mm
Stativ neigbar	✓
Terminal Kabel-Länge	3 m

Zählen

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

Funktionen

Tierwägung / Zappelfilter	✓
Zählfunktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	130×720×170 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst