

SAUTER 285-352

KERN

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	395×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,566 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1002326
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgerät
Produktgruppe	Federwaage (g/kg-Skala)
Produktfamilie	285

Messsystem

Wägebereich [Max]	35 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 kg
Auflösung	70
Toleranz (% von [Max])	0,3%
Kraftrichtungen	Zug
Voreingestellte Einheit	kg

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	370×32×32 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	370×32×32 mm
Gehäuse Durchmesser (Ø)	32 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lasthaken	Edelstahl
Länge unbelastet (l [Min])	370 mm
Länge belastet (l [Max])	460 mm
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-101
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----