

# KERN 303-046

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-040-600

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761223042

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Polijsten

## Diensten

Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie	963-203
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg