

# KERN 303-076

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Polijsten

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-206
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	313-070-600
--------------------------------	-------------

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223011
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

