

KERN 303-07

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-070-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761002517

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	E1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	305×190×140 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-206
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×190×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg