

# KERN 303-086

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-080-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-207
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	18 kg