

# KERN 304-046

**KERN**

Gewichtssatz, E1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-040-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-217
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-217

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg