

KERN 304-066

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-060-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223103

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	E1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	963-219
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-219

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg