

KERN 304-066

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-060-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761223103

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	963-219
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-219

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg