

# KERN 307-09

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	62,5
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Gewicht OIML-Klasse	E1
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,25 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×63 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-239
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-239

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×63 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-090-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761002746
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

