

# KERN 308-39

**KERN**

Milligrammgewicht, E1, 500 mg, Draht, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 15×15×4 mm

Nettogewicht 0,0005 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-009-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-009-600

Etui - Holz Artikelnummer 338-090-200

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0013
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	160
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10900
Prüfgewicht - Nennwert	500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,008 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	15×15×4 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-259
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----