

KERN 313-010-600

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Bruchgramm, 1 mg - 500 mg)



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Geeignete Bauform für Etui	Bruchgramm
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 500 mg

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×158×37 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	500 mg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×158×37 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761225473
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration