

KERN 313-020-600

KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 50 g)



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 50 g

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	50 g

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,45 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761222755
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration