

# KERN 313-02

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Versandgewicht 0,8 kg

## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-020-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761003064

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	20
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-301
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-301

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×140×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg