

# KERN 313-02

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 50 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-020-100

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761003064  
REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 50 g
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	20
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsten

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-301
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-301

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg