

KERN 313-050-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 g)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761222786
REACH classificatie	geen verboden stoffen