

KERN 313-060-600

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 1 kg)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 1 kg

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	1 kg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761222793
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

